

THE SMART CONTRACEPTION


MEDintim
personal healthcare



Entwickelt von
Frauen für Frauen!



Caya[®] contoured diaphragm

Diaphragma aus Silikon zur Empfängnisverhütung (Kontrazeption)

Das **Caya[®]** Diaphragma ist ein neues Barriere-Verhütungsmittel für Frauen – einfach anzuwenden und hormonfrei. Es wirkt als mechanische Barriere am Muttermund. Beim und nach dem Sex verhindert **Caya[®]** das Eindringen von Spermien in die Gebärmutter.

Indikationen:

- Frauen,
- die hormonfrei verhüten wollen oder müssen (z. B. bei erhöhtem Thromboserisiko)
- die keine Spirale benutzen wollen oder dürfen in der Stillzeit
- die nur dann verhüten wollen, wenn sie Sex haben
- nach einer Entbindung/ zwischen zwei Schwangerschaften
- die eine Latexallergie haben
- in Kombination mit natürlichen Methoden der Familienplanung (z. B. symptothermale Methode)

Eigenschaften:

- hormonfrei
- einfache Handhabung
- keine Nebenwirkungen
- wiederverwendbar: 2 Jahre lang
- latexfrei
- kein Anpassen erforderlich
- ökologisch und ökonomisch
- keine Beeinträchtigung sexueller Empfindungen beider Partner
- immer nur dann anzuwenden, wenn es notwendig ist

Anwendung:

- wird vor dem Sex wie ein Tampon in die Scheide eingeführt
- bedeckt den Muttermund vollständig
- liegt zwischen dem hinteren Scheidengewölbe und der Nische am Schambein
- nicht anwenden zusammen mit Gleitmitteln aus Silikonöl.

Kontraindikationen

- innerhalb der ersten 6 Wochen nach einer Entbindung
- wenn beim herkömmlichen Diaphragma 60 mm und kleiner oder 85 mm und größer benutzt wurde
- bei starker Absenkung des Beckenbodens/ Gebärmutter senkung
- nicht anzuwenden mit Gleitmitteln aus Silikonöl (Dimeticon)

Hinweis

- Es wird empfohlen, **Caya[®]** immer in Kombination mit einem kontrazeptiven Gel (z. B. **Caya[®] Gel** PZN 02950119) anzuwenden.
- **Caya[®]** schützt NICHT vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
- Das **Caya[®]** Diaphragma ist frei verkäuflich in Apotheken erhältlich.

Material

- medizinisch zugelassenes Silikon, Nylon[®]

Inhalt


- ein **Caya[®]** Diaphragma
- Gebrauchsanleitung
- Aufbewahrungsdose


Reinigung

- mit Wasser und Seife

PZN 14017375

EAN 4013273001854

 KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Moerf.-Walldorf
Deutschland

 0483
Medizinprodukt
Made in Germany