



Helpi Ring

Was ist der Helpi® Ring?

Der Helpi® Ring sichert die Erektion und verhindert einen vorzeitigen, sichtbaren Samen-erguss.*

Eine einfache Lösung, ohne Medikamente, Cremes oder Gele.

Anwendung:

Den Ring auf die blaue Hülse spannen (Abb. 1).

Hülse mit Ring über den Penis zum Körper schieben (Abb. 2).

Den Ring von der Hülse auf den Penis streifen (Abb. 3).

Hülse nun wegnehmen (Abb. 4).

So hält und sichert der Helpi® Ring die Erektion, egal wann der Anwender kommt. Die Erektion bleibt auch nach dem Orgasmus des Mannes bestehen. Sex ist weiter möglich. Der Helpi® Ring stört nicht und kann für die Partnerin stimulierend wirken (Abb. 5).

Der Anwender kann den Helpi® Ring jederzeit leicht entfernen. An den Eingriffen ziehen und einige Sekunden warten, bis der Penis abgeschwilt. Jetzt kann man den Ring einfach abstreifen (Abb. 6).

Hinweis:

Der Ring darf nicht länger als 30 Min. ununterbrochen auf dem Penis getragen werden. Wir empfehlen, vorher die Haare am Schaft zu entfernen.

Anwendung und Pflege:

Alle Teile können mehrfach benutzt werden. Die Ringe sind Verschleißteile. Sie können nach häufiger Anwendung reißen und müssen dann nachbestellt werden.

Reinigung mit warmem Wasser und Seife. Aufbewahrung in der Tasche.

Der Helpi® Ring ist eine sichere und einfache Methode, den Stress loszuwerden.

*Ein vorzeitiger Samenerguss (Ejaculatio Praecox) kann Symptom einer behandlungsbedürftigen Erkrankung (z. B. Prostatentzündung oder Schilddrüsenüberfunktion) sein. Wichtig ist es deshalb, frühzeitig einen Arzt aufzusuchen.

Inhalt der Packung:

2 x Helpi® Ringe aus TPE
1 x Hülse (blau) aus Polycarbonat
1 x Gebrauchsanweisung
1 x Tasche zur Aufbewahrung aus Baumwolle

Helpi Ring

What is the Helpi® Ring?

The Helpi® Ring keeps your erections hard and prevents premature, visible ejaculation.*

A simple solution without drugs, creams or gels.

How to use:

Stretch the ring onto the blue sleeve (Fig. 1).

Push the sleeve, together with the ring, over the penis towards your body (Fig. 2).

Slip the ring off the sleeve and onto the penis (Fig. 3).

Now remove the sleeve (Fig. 4).

The Helpi® Ring will now maintain the erection regardless of when the user comes. The erection is maintained even after the man climaxes. He can continue to have sex. The Helpi® Ring does not interfere and can even have a stimulating effect on the partner (Fig. 5).

The user can easily remove the Helpi® Ring at any time. Pull on the flaps and wait a few seconds until the erection subsides. You can now simply slip the ring off (Fig. 6).

Note:

Do not leave the ring on the penis for more than 30 minutes at a time. We recommend removing hair from the shaft beforehand.

Use and care:

All parts are re-usable. The rings are subject to wear and tear. They may split after frequent use. If this happens new rings must be ordered.

Clean with warm water and soap. Store in the pouch provided.

The Helpi® Ring is a safe and easy way of removing stress.

*Premature ejaculation (ejaculatio praecox) may be a symptom of a condition requiring treatment, such as prostatitis or hyperthyroidism. So it's important to consult a doctor as soon as possible.

Contents per pack:

2 x Helpi® Rings made of TPE
1 x polycarbonate sleeve (blue)
1 x Instructions For Use
1 x cotton pouch for storage

Qu'est-ce que l'anneau Helpi®?

L'anneau Helpi® maintient l'érection et empêche une éjaculation précoce, visible.*

Une solution simple, sans médicaments, crèmes ou gels.

Utilisation:

Etirer l'anneau sur le manchon bleu (fig. 1).

Glisser la gaine avec l'anneau sur le pénis en direction du corps (fig. 2).

Faire passer l'anneau de le manchon sur le pénis (fig. 3).

Ensuite, retirer le manchon (fig. 4).

Ainsi, l'anneau Helpi® maintient et assure l'érection, peu importe quand l'utilisateur jouit. L'érection demeure aussi après l'orgasme de l'homme. Le rapport sexuel peut continuer. L'anneau Helpi® ne gêne pas et peut avoir un effet stimulant pour la partenaire (fig. 5).

L'utilisateur peut retirer facilement l'anneau Helpi® à tout moment. Tirer sur les boucles et attendre quelques secondes jusqu'à ce que l'érection retombe. Maintenant, l'anneau peut simplement être enlevé (fig. 6).

Remarque:

L'anneau ne doit pas être porté sans interruption sur le pénis pendant plus de 30 minutes. Nous recommandons d'enlever les poils au niveau de la base de la verge.

Utilisation et entretien:

Tous les composants peuvent être utilisés plusieurs fois. Les anneaux sont des pièces d'usage. Ils peuvent se déchirer suite à une utilisation fréquente et doivent alors être changés.

Nettoyage à l'eau chaude et au savon. Conservation dans la trousse.

L'anneau Helpi® est une méthode sûre et simple pour des rapports sérieux.

*Une éjaculation précoce peut être le symptôme d'une maladie nécessitant un traitement (p. ex. inflammation de la prostate ou hyperthyroïdie). Il est donc important de consulter un médecin le plus tôt possible.

Contenu de la boîte:

2 x anneaux Helpi® en TPE
1 x manchon (bleu) en polycarbonate
1 x mode d'emploi
1 x trousse en coton de rangement

Helpi Ring

¿Qué es el anillo Helpi®?

El anillo Helpi® mantiene la erección y evita una eyaculación prematura, visible.*

Una solución sencilla, sin medicamentos, cremas ni geles.

Utilización:

Estirar el anillo para colocarlo sobre el collarín azul (Fig. 1).

Colocar el collarín con el anillo sobre el pene y deslizarlo hacia el cuerpo (Fig. 2).

Pasar el anillo del collarín al pene (Fig. 3).

Quitar ahora el collarín (Fig. 4).

De este modo el anillo Helpi® mantiene y asegura la erección, con independencia de la eyaculación del usuario. La erección se mantiene también después del orgasmo del hombre. Es posible continuar con las relaciones sexuales. El anillo Helpi® no molesta y puede ser estimulante para la pareja (Fig. 5).

El usuario puede quitarse fácilmente el anillo Helpi® en todo momento. Tirar de las asas y esperar unos segundos hasta que el tamaño del pene disminuya. Ahora se puede quitar fácilmente el anillo (Fig. 6).

Observación:

El anillo no debe dejarse en el pene de manera continuada durante más de 30 minutos. Recomendamos eliminar el vello del tallo del pene.

Uso y mantenimiento:

Todos los componentes son reutilizables. Los anillos son piezas sometidas a desgaste. En caso de un uso frecuente pueden romperse; en este caso, deberán solicitarse de nuevo.

Limpiar con agua tibia y jabón. Guardar en la bolsa.

El anillo Helpi® es un método seguro y sencillo de eliminar el stress.

*Una eyaculación precoz (ejaculatio praecox) puede ser sintoma de una enfermedad que requiere tratamiento (p. ej. prostatitis o hipertiroidismo). Por eso es importante ir al médico cuanto antes.

Contenido del envase:

2 x anillos Helpi® de TPE
1 x collarín (azul) de polycarbonato
1 x manual de uso
1 x bolsa de algodón para el almacenaje

Helpi Ring

Che cos'è Helpi® Ring?

Helpi® Ring garantisce l'erezione e previene l'eiaculazione precoce visibile.*

Una soluzione semplice, senza medicinali, creme o gel.

Uso:

Tendere l'anello sul manicotto blu (Fig. 1).

Far scorrere il manicotto con l'anello sul pene verso il corpo (Fig. 2).

Spostare l'anello dal manicotto al pene (Fig. 3).

Rimuovere ora il manicotto (Fig. 4).

In questo modo, Helpi® Ring mantiene e garantisce l'erezione, indipendentemente dal momento in cui l'utente raggiunge l'orgasmo. L'erezione rimane anche dopo che l'uomo ha avuto un orgasmo. I rapporti sessuali sono ancora possibili. Helpi® Ring non disturba e può essere stimolante per la partner (Fig. 5).

L'utente può facilmente rimuovere Helpi® Ring in qualsiasi momento. Tirare le impugnature e attendere qualche secondo, finché il pene non si sgonfia. A questo punto, è possibile rimuovere facilmente l'anello (Fig. 6).

Attenzione:

L'anello non deve essere indossato sul pene per più di 30 minuti continuamente. Si raccomanda di rimuoverlo prima i peli presenti sull'asta del pene.

Uso e manutenzione:

Tutti i componenti possono essere utilizzati più volte. Gli anelli sono parti soggette a usura. In seguito a un uso frequente, possono lacerarsi e devono essere nuovamente ordinati.

Pulire con acqua calda e sapone. Conservazione nella custodia.

Helpi® Ring è un modo semplice e sicuro per liberarsi dallo stress.

*L'eiaculazione precoce può essere il sintomo di una malattia che necessita di un trattamento (es. prostatite o ipertiroidismo). È quindi importante consultare tempestivamente un medico.

Contenuto della confezione:

2 x Helpi® Ring in TPE
1 x manicotto (blu) in polycarbonato
1 x Istruzioni per l'uso
1 x custodia in cotone

Helpi Ring

O que é o anel Helpi®?

O anel Helpi® assegura a ereção e evita uma ejaculação precoce e visível.*

Uma solução simples, sem medicamentos, cremes ou géis.

Utilização:

Fixar o anel na bainha azul (Fig. 1).

Empurrar a bainha com o anel sobre o pénis em direção ao corpo (Fig. 2).

Passar o anel da bainha para o pénis (Fig. 3).

Retirar a bainha (Fig. 4).

Deste modo, o anel Helpi® assegura a ereção, independentemente de quando o utilizador atinge o orgasmo. A ereção mantém-se mesmo depois do orgasmo do homem. É possível continuar com a relação sexual (Fig. 5).

O anel Helpi® não incomoda e pode ser estimulante para a parceira. O utilizador pode retirar o anel Helpi® facilmente e em qualquer momento. Puxar pelas aletas e aguardar alguns segundos até que o pénis desinche. O anel pode ser agora retirado (Fig. 6).

Nota:

O anel não pode ser usado no pénis durante mais do que 30 min. seguidos. Antes da utilização, recomenda-se remover os pêlos na haste do pénis.

Utilização e cuidados:

Todas as peças podem ser utilizadas várias vezes. Os anéis são peças de desgaste. Após utilização frequente, podem rasgar e têm de voltar a ser encomendados.

Lavar com água morna e sabão. Guardar na bolsa.

O anel Helpi® é um método seguro e simples de se libertar do stress.

*A ejaculação precoce pode ser sintoma de uma doença que necessita de tratamento (p. ex., inflamação da próstata ou hiperfunção da tireoide). Por isso, é importante consultar um médico numa fase inicial.

Conteúdo da embalagem:

2 x Anéis Helpi® de TPE
1 x Bainha (azul) de polycarbonato
1 x Instruções de utilização
1 x Bolsa de algodão para armazenamento

Helpi Ring

Wat is de Helpi®-ring?

De Helpi®-ring fixeert een erectie en voorkomt voortijdige, zichtbare zaadlozing.*

Een eenvoudige oplossing zonder geneesmiddelen, crème of gel.

Gebruik:

Span de ring om de blauwe koker (Afbeelding 1).

Schuif de koker met de ring over de penis naar het lichaam toe (Afbeelding 2).

Stroop de ring van de koker over de penis (Afbeelding 3).

Verwijder de koker (Afbeelding 4).

Op deze manier houdt de Helpi®-ring de erectie in stand, ongeacht wanneer de gebruiker klaarkomt. De erectie blijft ook na het orgasme van de man bestaan. Seks is daarna mogelijk (Afbeelding 5).

De Helpi®-ring is niet hinderlijk en kan stimulerend zijn voor de vrouwelijke partner. De gebruiker kan de Helpi®-ring op elk moment gemakkelijk verwijderen. Trek aan de lussen en wacht enkele seconden tot de penis slap wordt. Nu kan de ring eenvoudig worden verwijderd (Afbeelding 6).

Opmerking:

De ring mag niet langer dan 30 minuten ononderbroken over de penis worden gedragen. Wij adviseren om vooraf de haren bij de schacht te verwijderen.

Gebruik en verzorging:

Alle onderdelen kunnen meerdere keren worden gebruikt. De ringen zijn slijtende onderdelen. Ze kunnen na herhaaldelijk gebruik scheuren en moeten dan worden bijbesteld.

Reiniging met warm water en zeep. Bewaren in het zakje.

De Helpi®-ring is een veilige en eenvoudige methode om stress kwijt te raken.

*Voortijdige zaadlozing (ejaculatio praecox) kan een symptoom zijn van een ziekte die behandeld moet worden (bijvoorbeeld een ontstoken prostaat of overactieve schildklier). Daarom is het belangrijk om vroegtijdig een arts te raadplegen.

Inhoud van de verpakking:

2 x Helpi®-ring van TPE
1 x koker (blauw) van polycarbonaat
1 x gebruiksaanwijzing
1 x bewaarzakje van katoen

Helpi Ring

Hvad er en Helpi® Ring?

En Helpi® Ring holder dine erektioner og forhindrer for tidlig, synlig udløsning.*

En simpel løsning uden lægemidler, cremer eller geler.

Anvendelse:

Stræk ringen omkring den blå muffer (Fig. 1).

Skub muffen med ringen over penis ind mod din krop (Fig. 2).

Lad ringen glide af muffen over på penis (Fig. 3).

Fjern herefter muffen (Fig. 4).

Helpi® Ring'en vil nu holde rejsningen, uanset hvornår brugeren kommer. Rejsningen opretholdes, selv efter at manden har fået orgasme. Han kan forsætte med at have sex (Fig. 5).

Helpi® Ring'en forstyrrer ikke og kan endda have en stimulerende virkning på partneren. Brugeren kan let og når som helst fjerne Helpi® Ring'en. Træk i flapperne og vent et par sekunder, indtil rejsningen aftager. Du kan nu let tage ringen af (Fig. 6).

Bemærk:

Du må ikke lade ringen sidde på penis i mere end 30 minutter ad gangen. Vi anbefaler, at hår på forhånd fjernes fra skافتet.

Anvendelse og pleje:

Alle dele er genanvendelige. Ringene kan blive slidt. De kan revne efter hyppig anvendelse. Hvis dette sker, skal der bestilles nye ringe.

Rengøres med varmt vand og sæbe. Opbevares i den medfølgende pose.

Helpi® Ring'en er en sikker og let måde at slippe for stress.

*For tidlig udløsning (præmatur ejakulation) kan være et symptom på en tilstand, der kræver behandling, såsom betændelse i prostata eller overaktiv skjoldbruskkirtel. Det er derfor vigtigt at konsultere en læge umiddelbart.

Indhold pr. pakning:

2 x Helpi® Ring af TPE
1 x polycarbonatmuffe (blå)
1 x brugsanvisning
1 x bomuldspose til opbevaring

Helpi Ring

Mikä Helpi®-rengas on?

Helpi®-rengas voimistaa erektiota ja estää enneaikaisen, näkyvän siemensyöksyn.*

Helppo ratkaisu ilman lääkkeitä, voiteita tai geelejä.

Miten sitä käytetään:

Venytä rengas sinisen asettimen ympärille (Kuva 1).

Työnnä asetin yhdessä renkaan kanssa peniksen päälle kohti vartaloa (Kuva 2).

Vedä rengas asettimelta peniksen päälle (Kuva 3).

Poista asetin (Kuva 4).

Helpi®-rengas pitää nyt yllä erektiota riippumatta siitä, milloin käyttäjä saa orgasmin. Erektio säilyy senkin jälkeen, kun mies saa orgasmin. Hän pystyy jatkamaan seksin harrastamista (Kuva 5).

Helpi®-rengas ei häiritse vaan päinvastoin saattaa kiihottaa kumppania. Käyttäjää voi poistaa Helpi®-renkaan helposti milloin tahansa. Vedä reunäläpistä ja odota muutama sekunti erektion laantumista. Nyt voit helposti vetää renkaan pois (Kuva 6).

Huomautus:

Anna renkaan olla paikoillaan peniksen päällä korkeintaan 30 minuuttia kerrallaan. On suositeltavaa ajaa karvat pois peniksen varresta ennen renkaan käyttöä.

Käyttö ja huolto:

Kaikki osat ovat uudelleen käytettävissä. Renkaat kuluvat käytössä. Toistuvan käytön seurauksena ne voivat repeytyä. Jos niin käy, on tilattava uusia renkaita.

Puhdista lämpimällä vedellä ja saippualla. Säilytä mukana toimitetussa pussissa.

Helpi®-rengas on turvallinen ja helppo tapa poistaa stressiä.

*Enneaikainen siemensyöksy (ejaculatio praecox) saattaa olla oire hoitoa vaativasta tilasta kuten eturauhastulehduksesta tai kilpirauhasen liikatoiminnasta. Sen vuoksi on tärkeää käydä lääkärillä mahdollisimman pian.

Pakkauksen sisältö:

2 x Helpi®-rengasta,
materiaali TPE
1 x polykarbonaattiasetin (sininen)
1 x käyttöohje
1 x puuvillapussi säilytystä varten

Helpi

Ring
<p>Hva er Helpi® ring? Helpi® ring sikrer ereksjonen og forhindrer en tidlig , synlig sædutløsning.*</p> <p>En enkel løsning, uten medikamenter, kremer eller geler.</p>

Anvendelse:

Spenn ringen på den blå hylsen (Fig. 1).

Skvy hylsen med ringen over penis til kroppen (Fig. 2).

Stryk ringen fra hylsen på penis (Fig. 3).

Ta nå bort hylsen (Fig. 4).

Slik opprettholder og sikrer Helpi® ringen ereksjonen, usattett når brukeren kommer. Ereksjonen vedvarer også etter orgasmen til mannen. Videre sex er mulig (Fig. 5).

Helpi® ringen forstyrrr ikke og kan virke stimulerende for partneren. Brukeren kan lett fjerne Helpi® ringen når som helst. Trekk i festene og vent i noen sekunder til penis blir slapp. Nå kan ringen enkelt tas av (Fig. 6).

Merk: <p>Ringen skal ikke brukes uvubrett i mer enn 30 min på penis. Vi anbefaler først å fjerne håret på skaffet.</p>

Bruk og pleie:

Alle deler kan brukes flere ganger. Ringene er slitasjedeler. De kan revnes etter hyppig bruk og må da etterbestilles.

Rengjøring med varmt vann og såpe. Oppbevaring i vesken.

Helpi® ring er en sikker og enkel metode for å bli kvitt stress.

*En tidlig sædutløsning (Ejaculatio Praecox) kan være et symptom på en sykdom som må behandles (f.eks. prostatabetennelse eller skjoldkjerteloveraktivitet). Det er derfor viktig å oppsøke lege tidlig.

Pakningens innhold:
2 x Helpi® ringer i TPE
1 x hylse (blå) i polykarbonat
1 x bruksanvisning
1 x veske for oppbevaring i bomull

Helpi

Ring
<p>Vad är Helpi® Ring? Helpi® Ring säkerställer erekzion och förhindrar en för tidig, synlig sådesavgång.*</p> <p>En enkel lösning, utan läkemedel, krämer eller geler.</p>

Användning: <p>Trä ringen över den blå hylsan (Figur 1).</p> <p>Skjut hylsan med ringen över penisen mot kroppen (Figur 2).</p> <p>Låt ringen glida av hylsan och på penis (Figur 3).</p> <p>Ta nu bort hylsan (Figur 4).</p>

Helpi® Ring håller och säkrs-täller erektionen, oavsett när användaren kommer (Figur 5).

Erektionen kvarstår även efter mannens orgasm. Han kan ha sex igen. Helpi® Ring stör inte och kan vara stimulerande för partnern. Användaren kan när som helst enkelt ta bort Helpi® Ring. Dra i greppen och vänta några sekunder, tills penis svällt av. Nu är det enkelt att ta av ringen (Figur 6).

Obs:
Ringen från inte användas längre än 30 minuter åt gången på penis. Vi rekommenderar att håret på penisskaffet tas bort i förväg.

Obs: <p>Ringen från inte användas längre än 30 minuter åt gången på penis. Vi rekommenderar att håret på penisskaffet tas bort i förväg.</p>

Användning och skötsel:

Alla delar kan användas flera gånger. Ringarna är förbrukningsdelar. De är föremål för slitage om de används ofta och måste bytas ut.

Rengörs med varmt vatten och tvål. Förvaras i påsen.

Helpi® Ring är en säker och enkel metod för att slipa stress.

*En för tidig sådesavgång (ejaculatio praecox) kan vara symptom på en sjukdom som måste behandlas (t.ex. prostata-inflammation eller hypertyreos). Det är således viktigtt att tidigt söka läkare.

Förpackningens innehåll:
2 x Helpi® Ringar av TPE
1 x hylsa (blå) av polykarbonat
1 x bruksanvisning
1 x förvaringspåse av bomull

Zawartość opakowania:
2 x pierścienie Helpi® z TPE
1 x tuleja z poliwęglanu (niebieska)
1 x instrukcja użycia
1 x bawetnianie etui do przechowywania

Helpi

Ring
<p>Co to jest pierścień Helpi®? Pierścień Helpi® zabezpiecza erekcję i zapobiega przedwczesnemu, widocznemu wytryskowi.*</p> <p>Proste rozwiązanie, bez leków, kremów lub żeli.</p>

Sposób użycia: <p>Naciągnąć pierścień na niebieską tuleję (Ryc. 1).</p> <p>Wsunąć tuleję z pierścieniem na członek w kierunku ciała (Ryc. 2).</p> <p>Ściągnąć pierścień z tulei na członek (Ryc. 3).</p> <p>Teraz usunąć tuleję (Ryc. 4).</p>

W ten sposób pierścień Helpi® utrzymuje i zajišťuje erekci, bez niezależnie od tego, kiedy użytkownik dojdzie. Erekcja utrzymuje się nawet po orgazmie mężczyzny. Wciąż możliwe jest uprawianie seksu (Ryc. 5).

Pierścień Helpi® nie przeszkadza i może być stymlujący dla part-nerki. Użytkownik może łatwo zdjąć pierścień Helpi® w dowolnym momencie. Pociągnać z nacięcia i odczekać kilka sekund, aż zmniejszy się nabrzmienie członka. Teraz można łatwo zsunać pierścień (Ryc. 6).

Wskazówka: <p>Pierścienia nie można nosić na członku nieprzerwanie przez ponad 30 minut. Zalecamy wcześniejsze usunięcie włośów z trzonu.</p>

Zastosowanie i pielęgnacja:
Wszystkie części można stosować wielokrotnie. Pierścienie są częściami użytkowalnymi. Po częstym użytkowaniu mogą się rozzerwać i należy je wtedy ponownie zamówić.
Czyszczenie ciepłą wodą i mydlem. Przechowywanie w etui.

Pierścień Helpi® jest bezpiecznym i łatwym sposobem na pozbycie się stresu.

*Przedwczesny wytrysk (ejaculatio praecox) może być objawem choroby wymagającej leczenia (np. zapalenia gruczołu krokowego lub nadczynności tarczycy). Z tego powodu ważne jest, aby odpowiednio wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Zawartość opakowania:
2 x pierścienie Helpi® z TPE
1 x tuleja z poliwęglanu (niebieska)
1 x instrukcja użycia
1 x bawetniane etui do przechowywania

Helpi

Ring
<p>Co je kroužek Helpi® Ring? Kroužek Helpi® Ring jistí erekci a brání předčasnému viditelnému výronu semene.*</p> <p>Jednoduché řešení bez léků, krémů nebo gelů.</p>

Použití: <p>Napněte kroužek na modrou objímku (Obrázek 1).</p> <p>Objímku s kroužkem nasuňte na penis směrem k tělu (Obrázek 2).</p> <p>Nasuňte kroužek z objímky na penis (Obrázek 3).</p> <p>Objímku odstraňte (Obrázek 4).</p>

Takto kroužek Helpi® Ring udržuje a zajišťuje erekci, bez ohledu na to, kdy uživateľ přijde. Erekce přetrvává i po orgasmu muže. Sex je nadále možný (Obrázek 5).

Kroužek Helpi® Ring neruší a může být pro partnerku stimu-lující. Uživatel může kroužek Helpi® Ring kdykoli snadno odstranit. Zatáhnete za výstup-ky a počkejte několik sekund, než penis ztupoří+M3. Nyní lze kroužek snadno stáhnout (Obrázek 6).

Upozornění:

Kroužek nesmí být na penisu bez přerušení nasazený déle než 30 minut. Doporučujeme předem z penisu odstranit ochlupení.

Použití a péče: <p>Všechny díly lze používat opakovaně. Kroužky jsou spotřební materiál. Po častém používání se mohou přetrhnout a musí pak být doobjednány.</p> <p>Čištění v teplé vodě vodou a mýdlem. Uchovávaní v kapse.</p>

Kroužek Helpi® Ring je bezpečná a jednoduchá metoda jak se zbavit stresu.

*Předčasný výron semene (ejaculatio praecox) může být symptomem onemocnění, které je třeba léčit (např. zánět prostaty nebo zvýšená činnost štítné žlázy). Proto je důležité včas vyhledat lékaře.

Obsah balení:
2 x kroužek Helpi® Ring z TPE
1 x objímka (modrá) z polykarbonátu
1 x návod k použití
1 x kapsa k uchovávaní z bavlny

Paketin içeriği:
2 x adet Helpi® halkası, TPE'den üretilmiştir
1 x adet kovan (mavi), polikarbonattan üretilmiştir
1 x adet kullanım talimatı
1 x adet çanta, pamuktan üretilmiştir ve ürünün muhafaza edilmesi içindir

Helpi

Ring
<p>Helpi® halka nedir? Helpi® halka, ereksiyonu güvence altına alır ve erken, gözle görülür boşalmayı önler.*</p> <p>Böylece ilaç, krem veya jellerin kullanılmasında gerek kalmadan kolay bir çözüm sunar.</p>

Uygulama: <p>Halkayı mavi kovanın üzerine takın (Fig. 1).</p> <p>Üzerinde halka bulunan kovani penisin üzerine vücudunuza doğru itin (Fig. 2).</p> <p>Halkayı kovandan çıkararak penisin üzerine geçirin (Fig. 3).</p> <p>Şimdi kovani çıkarın (Fig. 4).</p>

Bu şekilde Helpi® halka kullanıla ne zaman orgazma ulaşırna ulaştıktan sonra devam etmesini sağlar. Ereksiyon erkek orgazm olduktan sonra da devam eder. Böylece cinsel ilişkiye devam edilebilir (Fig. 5).

Helpi® halka rahatsız etmez ve partner için yanıcı etki göstermez. Kullanıcı Helpi® halkayı istediği zaman kolaylıkla çıkarabilir. Yanlardaki kulaklardan çekin ve penis yumuşayana kadar birkaç saniye bekleyin. Artık halka kolaylıkla çıkarılabilir (Fig. 6).

Uyari: <p>Halka 30 dakikadan daha fazla kesintisiz olarak penisin üzerinde kalmamalıdır. Öncesinde penis şaftındaki kılların alınmasını öneririz.</p>

Uygulama ve bakım: <p>Tüm parçalar çok kullanımlıktır. Halkalar aşınan parçalardır. Bunlar sık kullanımdan sonra yırtılabilir ve bu durumda yenileri sipariş edilmelidir.</p>

Helpi® halka streten kurtulmayı sağlayan güvenli ve kolay bir yöntemdir.

*Erken boşalma (Ejaculatio Praecox) tedavi gerektiren bir hastalıdır (ör. prostat iltihabi veya hipertroidi) semptomu olabilir. Bu sebeple erkenden bir doktora müraacaat etmek önemlidir.

Paketin içeriği:
2 x adet Helpi® halkası, TPE'den üretilmiştir
1 x adet kovan (mavi), polikarbonattan üretilmiştir
1 x adet kullanım talimatı
1 x adet çanta, pamuktan üretilmiştir ve ürünün muhafaza edilmesi içindir

Περιεχόμενα της συσκευασίας:
2 x δακτύλιο Helpi® από TPE
1 x περιβλημα-οδηγός (μπλε) από πολυανθρακικό πολυμερές
1 x οδηγίες χρήσης
1 x βαμβάκερη θήκη φύλαξης

Helpi

Ring
<p>Τι είναι ο δακτύλιος Helpi®? Ο δακτύλιος Helpi® εξασφαλίζει την στήση και αποτρέπει την πρόωπη, ορατή εκσπερμάτιση.*</p> <p>Μια απλή λύση, χωρίς φάρμακα, κρέμες ή τζελ.</p>

Χρήση: <p>Τεντώστε και περάστε τον δακτύλιο πάνω στο μπλε περιβλημα-οδηγό (ικόνα 1).</p> <p>Περάστε το περιβλημα-οδηγό με τον δακτύλιο μέχρι τη βάση του πέους (ικόνα 2).</p> <p>Ολισθήστε τον δακτύλιο από το περιβλημα-οδηγό στο πέος (ικόνα 3).</p>

Αφαιρέστε το περιβλημα-οδηγό (ικόνα 4).

Με αυτόν τον τρόπο, ο δακτύλιος Helpi® διατηρεί και εξασφαλίζει την στήση, ακόμα και όταν ο χρήστης έρθει σε οργασμό. Η στήση παραμένει ακόμα και μετά τον οργασμό του άνδρα. Η συνουσία εξακολουθεί να είναι δυνατή (ικόνα 5).

Ο δακτύλιος Helpi® δεν εννοχεί τη σύντροφo, ενώ μπορεί και να λειτουργήσει ερεθιστικά γι' αυτήν. Ο χρήστης μπορεί από πάσα στιγμή να αφαιρέσει εύκολα τον δακτύλιο Helpi®. Τραβήξτε τις λαβές και αφαιρένετε μερικά δευτερόλεπτα, έως ότου χαλαρώσει το πέος. Πλέον ο δακτύλιος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα (ικόνα 6).

Συμβουλή: <p>Ο δακτύλιος δεν πρέπει να παραμένει τοποθετημένος στο πέος για διάστημα μεγαλύτερο των 30 συνεχόμενων λεπτών.</p> <p>Συνιστούμε πριν από τη χρήση να απομακρύνεται η τριχοφυΐα από την βάση του πέους.</p>

Οδηγίες: <p>Ο δακτύλιος δεν πρέπει να παραμένει τοποθετημένος στο πέος για διάστημα μεγαλύτερο των 30 συνεχόμενων λεπτών.</p> <p>Συνιστούμε πριν από τη χρήση να απομακρύνεται η τριχοφυΐα από την βάση του πέους.</p>

Χρήση και φροντίδα:
Όλα τα μέρη είναι πολλαπλών χρήσεων. Οι δακτύλιοι είναι φθιρόμενα μέρη. Μπορούν να σκουίζονται λόγω της τακτικής χρήσης και, σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αντικαθίστανται. Καθαρίζετε με ζεστό νερό και σαπούνι. Φυλάσσετε μέσα στη θήκη.

Ο δακτύλιος Helpi® είναι μια ασφαλής και απλή μέθοδος που σας απελευθερώνει από το άγχος.

*Η πρόωπη εκσπερμάτιση μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα κάποιας νόσου που απαιτεί θεραπεία (π.χ. φλεγμονής του προστάτη ή υπερθυρεοειδισμού).

Είναι ουσιώδους σημασίας να αναζητήσετε εγκαίρως ιατρική συμβουλή.

Περιεχόμενα της συσκευασίας:
2 x δακτύλιο Helpi® από TPE
1 x περιβλημα-οδηγός (μπλε) από πολυανθρακικό πολυμερές
1 x οδηγίες χρήσης
1 x βαμβάκερη θήκη φύλαξης

Helpi

Ring
<p>Čo je krúžok Helpi®? Krúžok Helpi® udržuje erekciu a zabraňuje predčasnej, viditeľnej ejakulácii.*</p> <p>Jednoduché riešenie bez liekov, krémov alebo gélov.</p>

Použitie: <p>Krúžok natiahnite na modrú manžetu (Obr. 1).</p> <p>Manžetu s krúžkom nasuňte na penis smerom k telu (Obr. 2).</p> <p>Stiahnite krúžok z manžety na penis (Obr. 3).</p> <p>Manžetu odoberte (Obr. 4).</p>

Tak udrží krúžok Helpi® erekciu, nezávisle od toho, kedy má používateľ orgazmus. Erekcia sa udrží aj po orgazme muža. Sex je naďalej možný (Obr. 5).

Krúžok Helpi® neprekáža a môže pôsobiť na partnerku stimujúco. Používateľ môže krúžok Helpi® kedykoľvek ľahko odstrániť. Zatiahnite za ušká počkajte niekoľko sekúnd, kým penis ochabne. Teraz môžete krúžok ľahko stiahnuť (Obr. 6).

Upozornenie: <p>Krúžok sa nesmie nosiť na penis bez prerušenia dlhšie ako 30 min. Odporúčame vopred odstrániť chlpy na koreni penisu.</p>

Používanie a starostlivosť: <p>Všetky díly sa môžu používať opakovane. Krúžky sú spotrebný materiál. Po častom používaní sa môžu roztrhnúť a je potrebné ich doobjednať.</p>

Čistite teplou vodou a mydlom. Uchovávajte v taštičke.

Krúžok Helpi® je bezpečnou a jednoduchou metódou, ako sa zbaviť stresu.

*Predčasná ejakulácia (Ejaculatio Praecox) môže byť príznakom ochorenia, ktoré sa musí liečiť (napr. zápal prostaty alebo nadmerná funkcia štítnej žľazy). Preto je dôležité včas vyhľadať lekára.

Obsah balenia:
2 x krúžok Helpi® z TPE
1 x manžeta (modrá) z polykarbonátu
1 x návod na použitie
1 x bavlnená taštička na uchovávanie

Helpi

Ring
<p>Kaj je obroč Helpi®? Obroč Helpi® ohrani trdnost erekcije in prepreeči prezgodnji, viden izliv.*</p> <p>Preprosta rešitev brez kakršnih koli zdravil, krem ali gelov.</p>

Postopek uporabe: <p>Namestite obroč na modri tulec (llu. 1).</p> <p>Tulec z nameščenim obročem nataknite na penis in ga pomaknitate do korena penisa (llu. 2).</p> <p>Potisnite obroč s tulca, da zdrsne na penis (llu. 3).</p> <p>Sedaj odstranite tulec (llu. 4).</p> <p>Zdaj bo obroč Helpi® pomagal ohraniti erekcijo ne glede na to, kdaj uporabnik doseže orgazem. Erekcija se ohrani tudi po tem, ko moški doživi orgazem, zato lahko nadaljuje spolni odnos (llu. 5).</p>

Obroč Helpi® nima motečega vpliva na spolne partnerje in jih lahko celo stimulira. Uporabnik lahko obroč Helpi® kadarkoli enostavno odstrani. Povlecite za stranska obroča in počakajte nekaj sekund, da erekcija uplahne. Sedaj lahko obroč brez težav snamete s penisa (llu. 6).

Opomba: <p>Obroč ne pustite na penisu več kot 30 minut nenkrat. Priporočamo, da pred uporabo odstranite dlake z debla penisa.</p>

Uporaba in nega:
Vsi deli so namenjeni za večkratno uporabo. Obroči so podvrženi obrabi. Po pogosti uporabi se lahko pretrgajo. Če se to zgodi, je treba naročiti nove obroče.

Očistite s toplo vodo in milom. Shranjujte v priloženi vrečki.

Obroč Helpi® je varen in preprost način za odpravljanje stressa.

*Prezgodnji izliv (prehitra ejakulacija) je lahko simptom bolezní, ki jo je treba zdraviti, na primer vnetjia prostate ali prevelike aktivnosti žleze ščitnice. Zato je pomembno, da se čimprej posvetujete z zdravnikom.

Vsebina pakiranja:
2 x obroča Helpi® iz TPE
1 x tulec iz polikarbonata (modre barve)
1 x navodila za uporabo
1 x bombažna vrečka za shranjevanje

محتويات العبوة:
عدد ٢ حلقات Helpi® مصنوعة من مطاط لدن بالحرارة TPE
١ × جلبة (زرقاء) مصنوعة من البولي كربونات
١ × دليل الاستخدام
١ × حقيبة الحفظ مصنوعة من القطن

Helpi

Ring
<p>מהי טבעת Helpi®? טבעת Helpi® שומרת על הזיקפה ומונעת שפירת זרע מוקדמת נראית לעין.*</p> <p>פתרון פשוט, ללא תרופות, משחות או ג'ל.</p>

אופן השימוש:
למתוח את הטבעת על השוריות הכחולה (Abra 1).

לדחוף את השוריות עם הטבעת על הפין אל הגוף (Abra 2).

לפשוט את הטבעת מהשוריות על הפין (Abra 3).

כעת יש להסיר את השוריות (Abra 4).

כך טבעת Helpi® מחזיקה ושומרת על הזיקפה, ללא הבדל מתי המשתמש עם מגיע לשפירה. הזיקפה נשארת גם אחרי הארגזמה של הגבר (Abra 5).

הססק ממשיך להיות אפשרי. טבעת Helpi® אינה מפריעה ויכולה גם להיות מוורת עבור בת הזוג. המשתמש יכול להסיר את טבעת Helpi® בקלות בכל עת. למשוך את הדיות לפי חוץ ולחכות מספר שניות עד שהפין מתכווץ.
כעת אפשר פשוט לפשוט את הטבעת (Abra 6).

הערה חשובה: <p>אסור לחבוש את הטבעת על הפין יותר מאשר 30 דקות ללא הפסקה. אנו ממליצים להסיר קודם את השערות מהפין.</p>

שימוש וטיפול:
אפשר להשתמש בכל החלקים יותר מפעם אחת. הטבעות הן חלקים מתכלים. אחרי שימוש בתוך הן יכולות להיקרע ואז יש לרכוש טבעות חדשות.

הניקוי הוא במים חמים וסבון. לאחסן בתיק.

טבעת Helpi® היא שיטה בטוחה ופשוטה להיפטר ממתח נפש.

*שפירת זרע מוקדמת (Ejaculatio Praecox) יכולה להיות תסמין של מחלה הדרושת טיפול (לדוגמה, דלקת הערמונית או פתילות-יתר של בלוטת התריס). לכן חשוב לבקר אצל רופא בעוד מועד.

תוכן האריזה:
2 טבעות Helpi® מאלסטומר תרמופלסטי
שוריות אחת (כחולה) מפוליקרבוונט הוראות שימוש
תיק אחסון אחד מכותנה

עברית