


Oralsafe

Latextuch für oral-genitale Kontakte

Latex sheet for oral-genital contacts

Tissu en latex pour des contacts

oraux-génitaux



DE

Gebrauchsanweisung:

Nehmen Sie das Latextuch vorsichtig aus der Umhüllung. Befeuchten Sie die Scheiden- oder Analregion mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis. Legen Sie Oralsafe über den Scheideneingang und die Klitoris, bzw. über den Analbereich. Halten Sie das Tuch während des oralen Verkehrs in seiner Lage fest. Das benutzte Tuch gehört in den Hausmüll. Bitte nicht in die Toilette werfen.

Wichtige Hinweise:

Benutzen Sie ein neues Oralsafe, wenn Sie zwischen den Bereichen wechseln. Zerteilen Sie die Tücher nicht und verwenden Sie jedes nur einmal! Prüfen Sie das Verfallsdatum vor dem Gebrauch und verwenden Sie Oralsafe nicht, wenn das Tuch klebrig, bröselig oder beschädigt ist. Wenn Sie oder Ihr/e Partner/in ein Medikament im Genitalbereich verwenden, klären Sie bitte mit Ihrem Arzt die Verträglichkeit von Oralsafe (und des verwendeten Gleitmittels). Bei bestehender Latexunverträglichkeit kann Oralsafe eine allergische Reaktion auslösen.

EN

Instruction to use:

Open carefully the latex sheet. Moisture the vaginal or anal part of the body with a water-based lubricant. Place well the Oralsafe sheet to cover the vagina and clitoris or anus. Fix the sheet at its place while you have oral-genital contact. Dispose the used sheet at your waste. Don't flush it into the toilet.

Notice:

Use always a new Oralsafe sheet when you switch to use it from anal to vaginal areas. Do not cut or split up one sheet. Please use one sheet only one time. Before use: check expiry date. Do not use sheets that are sticky, broken in parts or damaged. If you or your partner uses vaginally pharmaceuticals, please check with your healthcare provider if this pharmaceutical is compatible to latex. If you have latex-allergy, do not use Oralsafe – it may cause allergic reactions.





FR

Instructions d'utilisation :

Détachez prudemment le tissu en latex de son enveloppe. Humidifiez la zone du vagin ou la zone anale avec un gel lubrifiant à base d'eau. Placez Oralsafe sur l'entrée du vagin et le clitoris ou sur la zone anale. Pendant l'acte sexuel oral, maintenez le tissu bien en place. Le tissu utilisé doit être jeté avec les ordures ménagères. Ne jamais le jeter dans les WC !

Remarques importantes :

Utilisez un tissu Oralsafe neuf à chaque fois que vous passez d'une zone à une autre. Ne découpez pas les tissus et utilisez-les une seule fois ! Avant toute utilisation, vérifiez la date de péremption. N'utilisez pas Oralsafe, lorsque le tissu est collant ou se désagrège ou lorsqu'il est endommagé. En cas d'utilisation par votre partenaire ou par vous-même d'un médicament dans la zone génitale, adressez-vous à votre médecin pour vous enseigner sur la compatibilité d'Oralsafe (et du gel lubrifiant utilisé). En cas d'intolérance au latex, Oralsafe peut déclencher une réaction allergique.

	Vor Feuchtigkeit / Nässe schützen (trocken lagern) / Protect from moisture / Keep dry (store in a dry place) / A conserver au sec à l'abri de l'humidité
	Vor Sonneneinstrahlung schützen Protect from sunlight Protéger des rayons du soleil
	Gebrauchsanweisung beachten Read instructions for use Consulter la notice
	Abfall / Waste / Elimination

Vertrieb / Distributor / Distributeur:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
+49 6105 20 37 20

www.medintim.de

Hygieneprodukt / hygiene product /
produit hygiénique

Aroma: Erdbeer /strawberry /fraise

REF: IA OSE

EAN: 4013273900188

Nicht aromatisiert /
Not aromatized /

Aroma: Vanille

REF: IA OSV

EAN: 4013273900171

Non aromatisé

REF: IA OSN

EAN: 4013273000550