

Vagiwell® Dilators

Vaginale Dehnungsstifte (Dilatatoren)
zur persönlichen Anwendung

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm
Sondergröße			
Gr. 5 LS	Weiß	33/36 mm	181 mm



Abbildung
Originalgröße

CE
Medizinprodukt

Anwendung

- 1 Vagiwell® Dehnungsstift in die Vagina einführen (beginnend mit der kleinsten Größe).
- 2 Dehnungsstift einige Minuten im Scheideneingang lassen und anschließend ein- und ausführen, ohne diesen dabei vollständig aus der Scheide zu entfernen.
- 3 Diese Übung 5x wiederholen und danach in eine leichte Drehbewegung übergehen: Dehnungsstift 5x nach rechts und 5x nach links bewegen. Durch diese Bewegungen wird das Scheidengewebe sanft gedehnt.
- 4 Wenn eine Größe beschwerdefrei eingeführt werden kann, kann zur nächsten Größe übergegangen werden. Soll die Dehnungsübung beendet werden, wird der Dehnungsstift aus der Scheide entfernt, gereinigt und in der Baumwolltasche aufbewahrt.

Indikationen

- Dyspareunie
- Vaginismus
- Vernarbung nach Dammschnitt (Episiotomie) bzw. Dammriss
- nach gynäkologischen Operationen
- während und nach Strahlen- bzw. Chemotherapie
- nach Scheidenoperationen mit Verkleinerung der Vagina und Narbenbildung
- Vaginoplastik/Neovagina
- Scheidenenge
- bei Hautkrankheiten wie bestimmten Lichen-Formen, z. B. Lichen sclerosus, ist die Sondergröße 5 LS zur täglichen Anwendung indiziert

Dehnungsübungen mit den Vagiwell® Dehnungsstiften sind auch sinnvoll, wenn gynäkologische Untersuchungen oder das Einführen eines Tampons als sehr schmerzhaft empfunden werden.

Lieferbare Sets:



Gr. 1 (Hellblau) Gr. 2 (Mint) Gr. 3 (Violett)



Gr. 3 (Violett) Gr. 4 (Rosé) Gr. 5 (Beige)



Gr. 1 (Hellblau) Gr. 2 (Mint) Gr. 3 (Violett) Gr. 4 (Rosé) Gr. 5 (Beige)



Gr. 5LS (Weiß)

Vagiwell® Dilators Small
3 Dehnungshilfen (Dilatatoren)
aus Silikon Gr. 1–3:

Art. Nr.: Vagiwell S
EAN: 4013273001564
PZN: 10224640

Vagiwell® Dilators Large
3 Dehnungshilfen (Dilatatoren)
aus Silikon Gr. 3–5:

Art. Nr.: Vagiwell L
EAN: 4013273001571
PZN: 10224657

Vagiwell® Dilators Premium
5 Dehnungshilfen (Dilatatoren)
aus Silikon Gr. 1–5:

Art. Nr.: Vagiwell P
EAN: 4013273001557
PZN: 10224634

Sondergröße:
Vagiwell® 5 LS
Art. Nr.: Vagiwell 5 LS
EAN: 4013273002165
PZN: 15994727