



\*ne contient pas de nonoxynol-9

# Contragel<sup>®</sup> vert

Gel pour contraception avec diaphragme ou cape cervicale

**Contragel<sup>®</sup> vert** est un gel contraceptif à utiliser avec le diaphragme ou la cape cervicale. La sécurité de ces méthodes de contraception augmente avec l'utilisation de **Contragel<sup>®</sup> vert**.

## Action

**Contragel<sup>®</sup> green** crée, grâce à la cellulose (gélificateur), une barrière mécanique supplémentaire devant l'orifice du col. L'acide lactique qu'il contient diminue la valeur du pH vaginal. Le niveau élevé d'acide et la viscosité du gel ont un effet immobilisant sur les spermatozoïdes.

Cette composition à base d'acide lactique a déjà été évaluée en 1989 (Dittrich 1989) dans une étude comparative de différents gels et crèmes pour diaphragmes comme étant aussi sûre que les produits contenant du nonoxynol-9, toutefois avec un potentiel d'effets secondaires sensiblement réduit

## Utilisation

Avant d'introduire le diaphragme ou la cape cervicale, déposez environ une cuillère à café pleine (env. 4 ml) de **Contragel<sup>®</sup> vert** au creux du diaphragme ou de la cape cervicale. Respectez également le mode d'emploi du diaphragme ou de la cape cervicale.

## Indication:

- **Contragel<sup>®</sup> vert** ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles
- **Contragel<sup>®</sup> vert** utilisé sans diaphragme ou cape cervicale n'est pas un moyen de contraception
- Hydrosoluble et compatible avec des préservatifs en caoutchouc naturel ou en polyuréthane

## Composants:

Eau, acide lactique, lactate de sodium, cellulose, acide sorbique

## Contenu:

60 g Gel

Conservation: 4°C - 25°C

À conserver au frais et sec. Toujours refermer le tube.  
À utiliser dans les 3 mois suivant l'ouverture.

Disponible en pharmacie et dans le commerce spécialisé.


PZN 04116596

EAN 40 13273 000208

## Distributeur en France:

Bivea, ZA Actipolis,  
Av. Ferd. de Lesseps, F 33610 Canéjan  
Tél 05 57 26 09 00, Fax 05 57 26 53 48

 DeltaMed GmbH  
Raiffeisenstr. 8a  
61169 Friedberg  
Germany

 0124  
Dispositif médical  
Made in Germany

Droits de vente dans le monde :



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Straße 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20  
Fax +49 (0) 6105 45 59 01  
Email: service@medintim.de



[www.medintim.de](http://www.medintim.de)