



## Sicherheit durch Qualität und richtige Anwendung.

Modernste Produktionsverfahren und hochwertige Grundstoffe garantieren ein Optimum an Sicherheit, Gefühlskontakt und Hygiene unserer RFSU-Kondome. Sie werden einzeln elektronisch geprüft, weiteren Qualitätstests unterzogen und strengstens bei Produktion und Verpackung kontrolliert. Auch die Chargen-Nr. findet sich auf dem Schaftende jedes einzelnen RFSU Kondoms und stellt somit ein weiteres Qualitätsmerkmal dar. Haltbarkeitsgrenze und Chargen-Nr. finden Sie auf der Folie jedes Kondoms. Kein Verhütungsmittel kann jedoch 100%igen Schutz garantieren. RFSU Kondome sind transparent, mit Reservoir und aus Naturkautschuklatex hergestellt. Die feuchte Beschichtung besteht aus Silikonöl.

### So benutzen Sie Kondome richtig:

1. Die Folie vorsichtig mit den Fingern öffnen. Vorsicht bei spitzen Fingernägeln!
2. Vorhaut am Penis ganz zurückziehen.
3. Kondom aufsetzen und ganz abrollen.
4. Nach dem Orgasmus und vor dem Erschlaffen den Penis mit dem Kondom herausziehen. Dabei das Kondom am Penis festhalten.
5. Jedes Kondom nur einmal benutzen. Nach Benutzung nicht in der Toilette, sondern im Hausmüll entsorgen.

### Weitere Hinweise:

Vor der ersten Berührung des Penis mit der Scheide Kondom überziehen. Auch vor dem Orgasmus können Samen austreten. Als Gleitmittel nur wasserlösliche Gels verwenden, da Fette, Öle und Vaseline das Kondom zerstören. Benutzen Sie kein Kondom zusammen mit Scheidenzäpfchen, es sei denn, diese sind ausdrücklich im Beipackzettel für die Verwendung mit Kondomen empfohlen. Bei einer Latexallergie verwenden Sie keine Kondome aus Naturkautschuk. Bewahren Sie Kondome kühl, trocken und ohne Einwirkung von direktem Sonnenlicht auf und vermeiden mechanische Beschädigungen.



RFSU AB  
164 51 Kista  
Stockholm  
Schweden



### Weitere Produktinformationen erhalten Sie bei:

KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82-84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (6105) 20 37 20  
service@medintim.de  
[www.medintim.de](http://www.medintim.de)



**MEDintim**  
personal healthcare

RFSU ist eine gemeinnützige schwedische Organisation, die im Bereich Sexualberatung und Aufklärung tätig ist. RFSU wurde bereits 1933 von Elise Ottesen-Jensen gegründet. RFSU Kondome sind bis heute immer von höchster Qualität und werden durch das anerkannte Labor von RFSU nach einem der weltweit strengsten Standards geprüft. RFSU Kondome bieten effektiven Schutz vor ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Krankheiten.



## Sicurezza, grazie a qualità e uso corretto.

Metodi di produzione all'avanguardia e materie prime di alta qualità garantiscono ai nostri preservativi RFSU sicurezza, contatto e igiene ottimali. I preservativi vengono testati elettronicamente uno per uno, sottoposti ad altri test qualitativi e rigorosamente controllati durante la produzione e il confezionamento. Inoltre, il numero di lotto si trova anche sul bordo inferiore di ciascun preservativo RFSU, costituendo un'ulteriore garanzia di qualità. Il limite di durata e il numero di lotto sono riportati sull'involucro di ciascun preservativo. Nessun contraccettivo può, tuttavia, garantire una protezione del 100%. I preservativi RFSU sono trasparenti, con serbatoio, e sono prodotti in lattice di gomma naturale. Il rivestimento umido è costituito da olio di silicone.

### Come si usano correttamente i preservativi:

1. Aprire l'involucro con cautela con le dita. Attenzione se si hanno le unghia lunghe!
2. Tirare indietro completamente il prepuzio.
3. Applicare il preservativo e srotolarlo completamente.
4. Dopo l'orgasmo e prima del rilasciamento completo del pene, sfilare il preservativo, afferrandolo sul pene.
5. Ciascun preservativo va usato una sola volta. Dopo l'uso, non smaltire il preservativo nella toilette, ma nei rifiuti domestici.

### Altre avvertenze:

Indossare il preservativo prima del contatto del pene con la vagina. Anche prima dell'orgasmo può fuoriuscire dello sperma. Come lubrificante, utilizzare solo gel idrosolubili, perché i grassi, gli oli e la vaselina danneggiano il preservativo. Non utilizzare i preservativi assieme alle supposte vaginali, tranne nel caso in cui queste siano esplicitamente raccomandate per l'uso con i preservativi nel foglietto illustrativo. In caso di allergie al lattice, non utilizzare preservativi in gomma naturale. Conservare i preservativi in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta ed evitare i danni meccanici.



RFSU AB  
164 51 Kista  
Stockholm  
Schweden



### Per ulteriori informazioni sui prodotti:

KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82-84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (6105) 20 37 20  
service@medintim.de  
[www.medintim.de](http://www.medintim.de)



**MEDintim**  
personal healthcare

RFSU è un'organizzazione svizzera di pubblica utilità, che opera nell'ambito della consulenza e dell'informazione sessuale. RFSU è stata fondata nel lontano 1933 da Elise Ottesen-Jensen. Da allora, i preservativi RFSU sono stati fino ad oggi sempre della massima qualità e vengono controllati da un laboratorio riconosciuto da RFSU secondo uno degli standard più rigorosi al mondo. I preservativi RFSU offrono un'efficace protezione dalle gravidanze indesiderate e dalle malattie sessualmente trasmissibili.



## La sécurité passe par la qualité et une utilisation correcte.

Les méthodes de production les plus modernes et les matières premières de grande qualité garantissent à nos préservatifs RFSU un maximum de sécurité, de sensations et d'hygiène. Ils sont vérifiés électroniquement un par un, soumis à des tests de qualité supplémentaires et strictement contrôlés pendant la production et l'emballage. Le numéro de lot se trouve également sur l'extrémité du corps de chaque préservatif RFSU et présente ainsi un critère de qualité supplémentaire. La durée de conservation et le numéro de lot se trouvent sur l'emballage de chaque préservatif. Mais aucun contraceptif ne peut fournir une protection à 100 %. Les préservatifs RFSU sont transparents, fabriqués en caoutchouc naturel (latex) et possèdent un réservoir. La couche humide qui recouvre le préservatif est composée d'huile de silicone.

### Comment utiliser correctement le préservatif :

1. Ouvrir prudemment l'emballage avec les doigts. Prudence avec les ongles pointus !
2. Tirez entièrement le prépuce en arrière du pénis.
3. Placer le préservatif et le dérouler entièrement.
4. Après l'orgasme et avant que l'érection ne retombe, retirer le pénis avec le préservatif tout en tenant la base du préservatif contre le pénis.
5. N'utiliser chaque préservatif qu'une seule fois. Après l'utilisation, ne pas jeter aux toilettes, mais avec les ordures ménagères.

### Consignes supplémentaires :

Avant le premier contact du pénis avec le vagin, mettre le préservatif : du sperme peut également s'écouler avant l'orgasme. Utiliser uniquement des gels hydrosolubles comme lubrifiants car la graisse, l'huile et la vaseline détruisent le préservatif. Ne pas utiliser de préservatif en même temps que des ovules vaginales à moins qu'il ne soit expressément recommandé dans la notice de les utiliser avec des préservatifs. En cas d'allergie au latex, ne pas utiliser de préservatif en caoutchouc naturel. Conserver les préservatifs au frais et au sec, à l'abri des rayons directs du soleil et éviter les dommages mécaniques.



RFSU AB  
164 51 Kista  
Stockholm  
Schweden

CE 0413

### D'autres informations concernant le produit sont disponibles auprès de :

KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82-84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (6105) 20 37 20  
service@medintim.de  
[www.medintim.de](http://www.medintim.de)



**MEDintim**  
personal healthcare

RFSU est un organisme suédois d'utilité publique qui est actif dans le domaine des conseils en sexologie et de l'éducation sexuelle. RFSU a été fondé dès 1933 par Elise Ottesen-Jensen. Les préservatifs RFSU ont toujours été de la plus grande qualité jusqu'à aujourd'hui et sont contrôlés par le laboratoire agréé de RFSU conformément à l'une des normes les plus strictes au monde. Les préservatifs RFSU offrent une protection efficace contre les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles.

	<p><b>Mamba / Tight</b> Das engere Kondom Länge: 175 mm Breite: 51 mm Stärke: 0,06 mm</p>
	<p><b>Profil</b> Das Kondom für ein natürliches Gefühl Länge: 185 mm Breite: 52 mm Stärke: 0,06 mm</p>
	<p><b>Okeido / Grande</b> Das längere und größere Kondom Länge: 190 mm Breite: 53 mm Stärke: 0,07 mm</p>
	<p><b>Birds'n Bees</b> Das Kondom mit Noppen und Rillen Länge: 185 mm Breite: 52 mm Stärke: 0,06 mm</p>
	<p><b>NamNam</b> Das aromatisierte Kondom Länge: 185 mm Breite: 52 mm Stärke: 0,06 mm</p>
	<p><b>Thin</b> Das dünnere Kondom Länge: 185 mm Breite: 52 mm Stärke: 0,05 mm</p>