


Oralsafe

Latexschutztuch für oral-genitale Kontakte

Latex sheet for oral-genital contacts

Tissu en latex pour des contacts oraux-génitaux



DE

Gebrauchsanweisung:

Nehmen Sie das Latextuch vorsichtig aus der Umhüllung. Befeuchten Sie die Scheiden- oder Analregion mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis. Legen Sie **Oralsafe** über den Scheideneingang und die Klitoris, bzw. über den Analbereich. Halten Sie das Tuch während des oralen Verkehrs in seiner Lage fest. Das benutzte Tuch gehört in den Hausmüll. Bitte nicht in die Toilette werfen.

Wichtige Hinweise: Benutzen Sie ein neues **Oralsafe**, wenn Sie zwischen den Bereichen wechseln. Zerteilen Sie die Tücher nicht und verwenden Sie jedes nur einmal! Prüfen Sie das Verfallsdatum vor dem Gebrauch und verwenden Sie **Oralsafe** nicht, wenn das Tuch klebrig, bröselig oder beschädigt ist. Wenn Sie oder Ihr/e Partner/in ein Medikament im Genitalbereich verwenden, klären Sie bitte mit Ihrem Arzt die Verträglichkeit von **Oralsafe** (und des verwendeten Gleitmittels). Bei bestehender Latexunverträglichkeit kann **Oralsafe** eine allergische Reaktion auslösen.

EN

Instruction to use: Open carefully the foiled latex tissue. Moisture the vaginal or anal part of the body with a water-based lubricant. Place well the **Oralsafe** tissue to cover the vagina with clitoris or anus. Fix the tissue at its place while you have oral-genital contact. Dispose the used tissue at your waste. Don't flush into the toilette.





Notice: Use always a new **Oralsafe** sheet when you switch to use it from anal to vaginal areas. Do not cut or split up one sheet. Please use one sheet only one time. Before use: check expiry date. Do not use sheets that are sticky, broken in parts or damaged. If you or your partner uses vaginally pharmaceuticals, please check with your healthcare provider if this

pharmaceutical is compatible to latex. If you have latex-allergy, do not use this medical device – it may cause allergic reactions.

FR

Instructions d'utilisation : Détachez prudemment le tissu en latex de son enveloppe. Humectez la zone du vagin ou la zone anale avec un gel lubrifiant à base aqueuse. Placez « **Oralsafe** » sur l'entrée du vagin et le clitoris ou sur la zone anale. Pendant l'acte sexuel oral, maintenez le tissu bien en place. Le tissu utilisé doit être jeté avec les ordures ménagères. Ne jamais le jeter dans les WC !

Remarques importantes : Utilisez un tissu « **Oralsafe** » neuf à chaque fois que vous passez d'une zone à une autre. Ne découpez pas les tissus et utilisez-les une seule fois ! Avant toute utilisation, vérifiez la date de péremption. N'utilisez pas « **Oralsafe** », lorsque le tissu est poisseux ou se désagrège ou lorsqu'il est endommagé. En cas d'utilisation par votre partenaire ou par vous-même d'un médicament dans la zone génitale, adressez-vous à votre médecin pour vous renseigner sur la compatibilité d'« **Oralsafe** » (et du gel lubrifiant utilisé). En cas d'intolérance au latex, « **Oralsafe** » peut déclencher une réaction allergique.

	Vor Feuchtigkeit / Nässe schützen (trocken lagern) Protect from moisture / Keep dry (store in a dry place) A conserver au sec à l'abri de l'humidité
	Vor Sonneneinstrahlung schützen Protect from sunlight Protéger des rayons du soleil
	Gebrauchsanweisung beachten Read instructions for use Consulter la notice
	Abfall Waste Elimination

Vertrieb / Distributor / Distributeur:

KESSEL medintim GmbH

Kelsterbacher Str. 28

64546 Moerfelden-Walldorf, Germany

Tel. + 49 (0) 6105 20 37 20

Fax + 49 (0) 6105 20 37 221

E-mail: service@medintim.de

www.medintim.de



MED*intim*

personal healthcare

Hygieneprodukt
hygiene product
produit hygiénique