



MEDintim
personal healthcare



AP-Erektionsringe

Verstärkt (Augmentation) und verlängert (Prolongation) die Erektion.

Der **Erektionsring** wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Fülle des Penis entwickelt. Der **Erektionsring** ist aus Silikonkautschuk hergestellt und in drei Größen erhältlich. Er lässt sich leicht dehnen.

Indikation:

Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische Bezeichnung „erektiler Dysfunktion“. Diese ist gegeben, wenn ein Mann keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um sexuelle Aktivitäten auszuführen. Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein Verschließen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert. Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erektiler Dysfunktion. Einige Männer können die Erektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht ausreichend verschließen und dadurch das zur Erektion notwendige Blut nicht im Penis bleibt. Der Erektionsring hält das Blut länger im Penis und lässt es nach und nach langsam wieder zum Körper fließen.

Material:

Silikonkautschuk

Inhalt:

3 Erektionsringe in verschiedenen Größen
Innendurchmesser: 38 mm, 52 mm, 64 mm
Materialstärke: 5 mm
Farbe: blau
Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über
KESSEL MEDintim erhältlich.

Art. Nr.: IA AP ER
EAN 4013273001533
PZN 10087918



KESSEL MEDintim GmbH
Nordendstr. 82-84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 20 37 221
Email: service@medintim.de

www.medintim.com



AP-Erectionrings

For Augmentation and Prolongation and to improve the erection.

Use:

The AP-Erectionring is to place at the base of the penis and behind the scrotum (testicles) before any arousal is started. Normal sexual functions of the male erection are the result of increased blood flow into the penis and cavernous tissue. Men, elder than 50 years often have conversion of the erectile tissue into non-elastic connective tissue, or this function is reduced.

The AP-Erectionring reduces but does not stop blood flow of venous blood from the penis to the body. The quality of the erection is an augmentation of the circumference and length and a prolongation of the erection. The blood needed for the erection is maintained better and longer inside the penis (cavernous tissue).

Indication:

Erectile dysfunction (male sexual disorder, impotence) is the diagnosis if a man cannot get or cannot keep the erection. Light erectile dysfunction is commonly the capability to get an erection but to be unable to maintain it or to maintain it for a complete sexual activity.

Material:

silicone rubber

Contents:

3 rings in different sizes
Internal diameter: 38 mm, 52 mm, 64 mm
Thickness: 5 mm
Color: blue
Box: 65 x 93 x 19 mm

Available in pharmacies, specialist retailers
or directly from **KESSEL MEDintim**.

Art. No.: IA AP ER
EAN 4013273001533

