



**MEDintim**  
personal healthcare



Nowość

Z filmem  
animowanym  
na DVD



## MANUAL *Erection System*®

Aparat próżniowy wspomagający erekcję przy zaburzeniach erekcji

### Zastosowanie:

**MANUAL Erection System**® to medyczny środek pomocniczy służący do osiągnięcia wzwodu. Ręcznie obsługiwana pompa próżniowa powoduje wytworzenie podciśnienia w cylindrze wokół prącia. Powoduje to wypełnienie ciał jamistych krwią oraz prowadzi do usztywnienia członka. Teraz należy nasunąć jeden z pierścieni zatrzymujących krew na trzon prącia. Zapobiega on po zdjęciu cylindra odpływowi krwi i dzięki temu utrzymuje wzwód. W ten sposób zachowana erekcja umożliwia normalny i zaspokajający stosunek płciowy.

**MANUAL Erection System**® można łatwo czyścić ciepłą wodą i łagodnym mydłem. Wszystkie części, również pierścienie zatrzymujące krew, dostępne w czterech różnych rozmiarach, można zamawiać również po latach. Wszystkie części można przechowywać w dołączonej torbie.

**MANUAL Erection System**® jest uznanym przez kasy chorych środkiem pomocniczym i może być przepisany przez lekarza.

Częste przyczyny zaburzeń erekcji to:

- cukrzyca (zwiększenie stężenia glukozy we krwi)
- nadciśnienie tętnicze krwi
- choroby naczyń krwionośnych (arterioskleroza)
- podwyższone wartości lipidów we krwi
- depresja (lub inne choroby psychiczne)
- choroby neurologiczne (stwardnienie rozsiane, porażenie poprzeczne)
- operacja prostaty
- choroby naczyń krwionośnych ciał jamistych prącia
- niewydolność nerek i wątroby
- zawał mięśnia sercowego i udar mózgu
- leki (np. przeciw nadciśnieniu krwi i zaburzeniom rytmu serca, obniżające poziom lipidów we krwi, przeciwzapalne, antydepresyjne i odwadniające)
- palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu

**MANUAL Erection System**® składa się z następujących elementów:

- ręczna pompa próżniowa
- cylinder
- prowadnica pierścieni zatrzymujących krew 1 i 2
- konus
- 4 różne pierścienie zatrzymujące krew (średnica wewnętrzna 10; 12,5; 15 i 20 mm)
- Sylk środek poślizgowy 50 ml butelka
- instrukcja użycia
- torba do przechowywania
- film animowany na DVD

PZN 4605935

Nr środka pomocniczego 99.27.02.0022

EAN: 4013273001175

Nr art.: MES 01

Made in Germany

CE Wyrób medyczny



Kessel Marketing & Vertriebs GmbH  
Kelsterbacher Straße 28  
64546 Moerfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20  
Fax +49 (0) 6105 45 59 01  
Email: service@medintim.de



www.medintim.de