



MEDintim
personal healthcare



Neu

Mit
Animationsfilm
auf DVD

ACTIVE *Erection System*^{NT}®

Vakuum – Erektionshilfe bei erektiler Dysfunktion

Elektronisch geregelt, Spritzwassergeschützt, leicht zu Reinigen.

Anwendung:

Das **ACTIVE Erection System^{NT}** ist ein medizinisches Hilfsmittel, um eine Erektion zu erlangen. Die Vakuumpumpe bewirkt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis. Hierdurch füllen sich die Schwellkörper mit Blut und führen zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird einer der Stauringe über den Penis gestreift. Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Rückfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Geschlechtsverkehr möglich.

Das **ACTIVE Erection System^{NT}** lässt sich leicht mit warmem Wasser reinigen. Alle Teile, auch die Stauringe in den vier verschiedenen Größen, können auch nach Jahren noch nachbestellt werden. 2 Jahre Garantie besteht auf den Pumpenkopf (Motor). Alle Teile können in der mitgelieferten Tasche aufbewahrt werden.

Das **ACTIVE Erection System^{NT}** ist ein von den Krankenkassen anerkanntes Hilfsmittel und kann vom Arzt verordnet werden.

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen sind:

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und Alkoholmissbrauch

Das **ACTIVE Erection System^{NT}** besteht aus:

- Elektr. Vakuumpumpe mit drei AAA Batterien
- transparenter Zylinder (202 mm lang, 53 mm ø Innen)
- Stauringführungshülse 1 und 2
- Konus
- 4 verschiedenen Stauringen (10; 12,5; 15 und 20 mm Innendurchmesser)
- Sylk Gleitmittel 50 ml Flasche
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung
- DVD mit Gebrauchsanweisung und Anwendungsbildern

PZN 08413888

Hilfsmittel-Pos. Nr. 99.27.02.0017

EAN: 4013273000116

Art. Nr.: AES 01

Made in Germany

CE 0483 Medizinprodukt



Kessel medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de



MEDintim
personal healthcare



New

With
animation
on DVD

ACTIVE *Erection System*^{NT}®

Vacuum erection device for erectile dysfunction

Electronically controlled for more power, Splash-proof, easier to clean.

Application:

The **ACTIVE *Erection System*^{NT}** is a medical device for achieving an erection. The pump creates a vacuum in the cylinder around the penis. This draws blood into the shaft of the penis and causes it to swell and become erect. One of the constriction rings is then slid down over the shaft of the penis. This prevents blood from flowing back out of the penis when the cylinder is removed and also maintains the erection. The thus obtained erection allows for normal and satisfying sexual intercourse.

The **ACTIVE *Erection System*^{NT}** can be easily cleaned with warm water. All parts, including the constriction rings in four different sizes, can be reordered years later. The pump head (motor) comes with a 2-year guarantee. All parts are kept for re-use in the bag supplied.

Indication: erectile dysfunction caused by:

- Diabetes
- Hypertension (high blood pressure)
- Disorder of the cardiovascular system
- High blood lipid concentration
- Depressions or other mental disorders
- Neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
- Prostate gland disorder and/or prostate surgery
- Vascular disease of the glands penis
- Disorder of the liver or kidneys
- cardiac infarction or stroke
- side effects of pharmaceuticals (medication)
(for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, high blood lipid concentration, anti-inflammatory, anti-depressive and for dehydration)
- hormonal or mental disorder
- alcohol and drug abuse
- smoking

The **ACTIVE *Erection System*^{NT}** consists of:

- elec. vacuum pump with three AAA batteries
- translucent cylinder (202 mm length, 53 mm ø inside)
- constriction ring guide sleeves 1 and 2
- cone
- 4 different constriction rings
(10; 12.5; 15 and 20 mm inner diameter)
- lubricant
- instructions for use
- storage bag
- AES Animation and Images on DVD

EAN: 4013273000116

Art. No: AES 01

Made in Germany

CE 0483 medical device



Kessel medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Moerfelden-Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 6105 20 37 20
Fax +49 (0) 6105 45 59 01
Email: service@medintim.de