

Active LoopRing



Anpassbarer Stauring
– wiederverwendbar

Medintim


Der Active LoopRing (ALR) ist ein Hilfsmittel und wird von Männern mit erektiler Dysfunktion (Impotenz) benutzt. Der anpassbare Active LoopRing ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht lange genug fest ist.

Der ALR kann auch in Verbindung mit dem Active³® Erection System oder Manual Erection System (Vakuumtherapie) angewendet werden, falls der Anwender, z. B. bei Kinderwunsch, nach dem Höhepunkt das Ejakulat in die Scheide fließen lassen möchte.

Anwender benutzen den ALR auch bei leichter Inkontinenz, um Tröpfeln zu vermeiden. Ursprünglich wurde der ALR entwickelt, um ein in die Harnröhre verabreichtes Medikament darin zu halten und dessen Auslaufen zu vermeiden.

Anwendung:

Der Active LoopRing ist eine feststellbare und individuell anpassbare Schlaufe aus TPE (Thermoplast), die um den Penischaft und vor die Hoden gelegt und fest zugezogen wird. Der Active LoopRing ist wiederverwendbar.



Material:

- Schlauch: TPE (Thermoplastische Elastomere)
- Ring/Ball: ABS Kunststoff

Inhalt:

- ein Active LoopRing (Farbe: transparent)
- Gebrauchsanweisung
- Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

Art. Nr.: IA ALR
UDI-DI 04013273001922
PZN 7024239

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über Medintim erhältlich.

Hygieneprodukt
Made in Germany

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82–84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: (06105) 20 37 20
Fax: (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de
www.medintim.com