

# Caya®


Contoured  
diaphragm

## Silikonmembran

- Größe und Form eignen sich für unterschiedliche Formen des Muttermunds
- bedeckt den Muttermund

## Festes Ende zum Einführen

- faltet sich kompakt zum einfachen Einlegen
- stabile Form während des Einlegens
- unterstützt den Sitz im hinteren Scheidengewölbe



## Produktvorteile

- leicht einzulegen und herauszunehmen
- eine Größe passt nahezu allen Frauen
- angenehm und praktisch für beide Partner

## Produktspezifikationen

- Elastische Form: Silikon, biokompatibel (gem. ISO 10993)
- Rand: konturierter Federring aus Polymer, aus einem Stück gefertigt
- Länge: 75 mm
- Breite: 67 mm

## Produkteigenschaften

### Konturiertes Formverhalten:

- faltet sich optimal beim Einlegen
- legt sich sanft in das unterstützende Gewebe

### Sanfte Eigenschaften:

- sanftes, leichtes Zusammenfallen beim Einlegen und wieder Herausnehmen
- gleitet beim Entfernen leicht heraus

Jedes Caya® contoured diaphragm ist einzeln auf Fehler im Material geprüft (100 % Kontrolle). Hergestellt und kontrolliert in Deutschland.

### Hersteller:

**KESSEL medintim GmbH**  
Nordendstr. 82 – 84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20  
E-Mail: [service@medintim.de](mailto:service@medintim.de)

[www.medintim.de](http://www.medintim.de)

**CE** 0483  
Medizinprodukt  
Made in Germany

**Medintim**