



**MEDintim**  
personal healthcare



# ChouChou

## ACTIVE Sinnflut<sup>®</sup> Man

### Stimulateur sexuel masculin – Rechargeable

- Ergonomique, écologique et étanche
- Particulièrement silencieux et variable sans palier par un mini joystick
- Moteur et composants électroniques solides, puissants et durables
- Silicone médical avec surface très douce
- Utilisable sous la douche et dans le bain car 100 % étanche.
- Ecologique – Sans câble et sans piles
- Rechargeable par induction sur son socle relié au secteur

#### Domaine d'application :

Pour assister et aider la stimulation manuelle. Aide également en cas de troubles de l'érection. Le stimulateur **ChouChou** peut être utilisé par les paraplégiques comme assistance en cas d'insémination homologue. Le stimulateur **ChouChou** est un nouveau moyen médical unique qui aide les hommes dans les formes d'impuissance légère à modérée, entre autres.

#### Spécificités techniques :

Matériaux : ABS, Silicone médical

Poids : 400 g

Longueur : 205 mm

Diamètre : 82 x 65 mm

Ouverture : 36 mm

Profondeur : 60 mm

Chargeur de batterie : Matière plastique ABS avec câble de 220 Volts

Emballage : carton

Couleur : bleu ou orange

#### Garantie :

Il existe une garantie légale de 2 ans

#### Fonctions :

Le bouton marche/arrêt se trouve à la base du dispositif. Le mini joystick vous permet d'augmenter, de diminuer et de créer des vibrations impulsives.

#### Fabricant : KESSEL medintim GmbH

Kelsterbacher Straße 28

64546 Mörfelden-Walldorf, Allemagne

Tél. +49 (0) 6105 20 37 20

www.medintim.de

Code EAN 401327310001 4

N° Article : VIB ASM

Fabriqué en Allemagne

CE

Distribué en France :  
Bivea Sarl

Z. A. Actipolis  
Avenue Ferdinand de Lesseps  
33610 Canéjan  
Tél: 05 57 26 09 00

[www.bivea.com](http://www.bivea.com)