



**MEDintim**  
personal healthcare



**Draufsicht**

Kappe

Nische

Krempe



**Seitenansicht**

kurze Seite

lange Seite



Schleife zum Herausziehen

# FemCap®

Portiokappe aus Silikon zur Empfängnisverhütung.

**Eigenschaften:**

- wiederverwendbar und lange haltbar
- hypoallergen, keine Latexallergien
- sterilisierbar
- speziell entwickelte Passform
- mit Schleife zum Herausnehmen
- 3 Größen
- mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
- nicht geeignet bei Gebärmuttervorfall

**Reinigung:** mit warmem Wasser und milder Seife

**Weitere Informationen finden Sie unter:** [www.femcap.com](http://www.femcap.com)

**Inhaltsstoffe:**

Medizinisches Silikon  
Farbe: transparent - weiß

**Lieferbare Größen:**

(Angabe des Innendurchmessers)

**Kleine Größe (22 mm)**

(für Frauen, die noch nicht entbunden haben)

1er Set PZN 6063131

**Mittlere Größe (26 mm)**

(für Frauen, die mit Kaiserschnitt entbunden haben oder einen Abbruch hatten.)

1er Set PZN 6063148

**Normale Größe (30 mm)**

(für Frauen, die vaginal entbunden haben)

1er Set PZN 6063154

**Hersteller:**

FemCap Inc.  
14058 Mira Montana Drive  
Del Mar CA 92014  
Made in USA

**CE** 0470 Medizinprodukt