



## Erweiterung *Special Plus*

Großer Zylinder mit Adaptern für das **ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>**® oder **MANUAL Erection System**®

### Anwendung:

Der Special Plus Zylinder ist größer und länger als der normale Standardzylinder.

Männer, für die der Standardzylinder (Maße: 200 mm Länge, 50 mm Innendurchmesser) zu klein und kurz ist, können mit dieser Erweiterung die Erektionshilfen benutzen.

Die Erweiterung des Special Plus ist kein eigenständiges Gerät, sondern benötigt den Pumpenkopf und die Stauringe des **ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>**® oder des **MANUAL Erection System**®. Der Standardzylinder wird bei der Anwendung durch den Special Plus Zylinder ersetzt. Die Hülsen (grau) und der Konus (grau) des **ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>**® oder des **MANUAL Erection System**® werden dabei nicht benutzt. Der Stauring wird mit Hilfe des Konus direkt auf den Special Plus Zylinder gespannt.

### Inhalt:

- 1 Adapter für den Übergang zwischen Pumpenkopf (elektrisch oder manuell) und Zylinder
- 1 Adapter als Übergangsstück zum Körper
- 1 großer Zylinder:  
Länge 250 mm, Innendurchmesser 60 mm, Außendurchmesser 68 mm
- 1 Konus zum Aufziehen der Stauringe
- 1 Ring in Größe 22 mm
- 1 Tube Gleitmittel
- Gebrauchsinformation

### Material:

Adapter: Polyoxymethylen (POM)  
Zylinder: transparentes Polycarbonat  
Konus: Polyoxymethylen (POM)  
Stauring: thermoplastisches Elastomer

Dieses Produkt ist eine Einzelanfertigung geeignet zur Anwendung mit dem **ACTIVE Erection System<sup>NT</sup>**® oder **MANUAL Erection System**®.

Art. Nr.: AES SP  
Made in Germany

