

An  
KESSEL medintim GmbH  
Nordendstr. 82 – 84  
64546 Mörfelden-Walldorf  
Deutschland

Bitte liefern Sie die umseitige Bestellung auf Rechnung an:

\_\_\_\_\_  
Kundennummer (falls vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Nachname

\_\_\_\_\_  
Straße/Nr.

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Bitte senden Sie mir Prospekte zu weiteren Produkten Ihres Hauses zu.  
(Datenschutz: Ihre Adresse wird NICHT an Dritte weitergegeben!)

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Datum


























**\*\* Hinweis:** Die auf der Rückseite aufgeführten Stauringe sind bei gesetzlichen Versicherten als Hilfsmittel erstattungsfähig. Auf dem Hilfsmittelrezept müssen die genaue Menge (mindestens 5 Stauringe) und deren Größe sowie die Hilfsmittelnummer angegeben sein. Das Rezept kann in jeder Apotheke oder bei uns direkt eingereicht werden.

# Nachbestellung ACTIVE *Erection System*<sup>NT</sup><sup>®</sup> MANUAL *Erection System*<sup>®</sup>

Preisliste gültig seit 15. August 2017



**MEDintim**  
personal healthcare

ART.-NR.	ARTIKEL	PREIS Euro	MENGE	ART.-NR.	ARTIKEL	PREIS Euro	MENGE
AES 08	 Stauring x (ø 8 mm*) Hilfsmittelnr. 9927010004**	7,75		AES 06	 Zylinder normal 200 mm lang 53 mm Innendurchmesser	38,00	
AES 10	 Stauring 1 (ø 10 mm*) Hilfsmittelnr. 9927010004**	7,75		AES SP	 Special Plus Erweiterungseinheit geeignet für das ACTIVE oder MANUAL Erection System. Zylinder: 250 mm lang, ø 60 mm*. Adapter als Übergangsstück zum Pumpenkopf, Adapter zum Kör- per, Stauring ø 22 mm*, Konus zum Aufziehen des Stauringes, Gleitmittel, Gebrauchshinweise.	142,50	
AES 12,5	 Stauring 2 (ø 12,5 mm*) Hilfsmittelnr. 9927010004**	7,75		MES 08	 MANUAL manueller Pumpenkopf, einzeln	105,00	
AES 15	 Stauring 3 (ø 15 mm*) Hilfsmittelnr. 9927010004**	7,75		AES 08 NT	 ACTIVE elektrischer Pumpenkopf, einzeln (mit 3 AAA Batterien)	114,45	
AES 20	 Stauring 4 (ø 20 mm*) Hilfsmittelnr. 9927010004**	7,75		GEL S50	 SYLK natürliches Gleitmittel wasserlöslich, frei von Silikonöl und ohne Parabene. 50 ml Tube	9,25	
AES 22	 Stauring 5 (ø 22 mm*) Hilfsmittelnr. 9927010004**	7,75		GEL KLK100	 KLICK natural glide, parfümfrei wasserlösliches Gleitmittel 100 ml Tube	11,80	
AES 02	 Führungshülse 1 ø 39 mm*, Länge 30 mm	21,00		GEL Anime	 Animé Lubricant mit Hyaluron, enthält kein Silikon oder Parfümstoffe, parabenfrei 50 ml Tube	5,95	
AES 04	 Führungshülse 2 ø 46 mm*, Länge 34 mm	21,00		Wartung ACTIVE Erection System		65,00	
AES 03	 verlängerte Führungshülse 1 ø 40 mm*, Länge 50 mm Anwendung von 2 Ringen	47,60		<b>empfohlen nach ca. 36 Monaten</b>			
AES 03 S	 verlängerte Führungsh. eng ø 30 mm*, Länge 52 mm Anwendung von 2 Ringen	54,60		• Desinfektionsreinigung der Komponenten (außer Stauringe)			
AES 05	 verlängerte Führungshülse 2 ø 46 mm*, Länge 52 mm Anwendung von 2 Ringen	47,60		• Austausch der Verschleißteile O-Ringe; Gore Adhäsive Membran 2 x; O-Ring Zylinder O-Ring Führungshülse 1 • Neue Markenbatterien 3 x AAA • Endprüfung mit Prüf- protokoll • inkl. Rückversand mit DHL Paket • Bearbeitungszeit: ca. 3 Werktage			
AES 14	 Konus grau ø 39 mm*, Länge 83 mm	28,00		Wartung MANUAL Erection System		65,00	
AES 08 D	 Dichtungsring elektrischer Pumpenkopf	7,14		<b>empfohlen nach ca. 36 Monaten</b>			
MES 08 D	 Dichtungsring manueller Pumpenkopf	7,14		• Desinfektionsreinigung der Komponenten (außer Stauringe)			
AES 06 D	 Dichtungsring Zylinder	4,76		• Austausch der Verschleißteile MES Kolbendichtung; MES Ventilklappe; Dichtscheibe; O-Ring Zylinder O-Ring Führungshülse 1 • Endprüfung mit Prüfprotokoll • inkl. Rück- versand mit DHL Paket • Bearbeitungszeit: ca. 3 Werktage			
AES 02 D	 Dichtungsring Führungshülse	4,76					
AES 18	Silikonpaste zur Pflege von Dichtungen und Führungen AES/MES oder REHABI, 5 ml	3,50					
AES 19	 REHABI Übergangsstück soft Adapter / hellgrün (ø 46 mm*), Länge 34 mm (nicht mit Stauringen verwendbar)	21,00					
AES 06 ZV	 verlängert den Zylinder um 45 mm, 53 mm Innendurchmesser	47,60					

\*ø = Innendurchmesser

Mindestbestellwert 18 € | Alle Preise inklusive MwSt.,  
zzgl. Porto- und Verpackungskosten