

Pressemitteilung

Mörfelden-Walldorf, 04.02.2019

Seite 1 von 3

„Singa®“: Herstellung und Vertrieb des neuen Diaphragmas

Die Fa. *KESSEL MEDintim* GmbH bereitet die Herstellung und den Vertrieb des neuen Singa® Diaphragmas vor. Ab Spätsommer 2019 soll es ausgeliefert werden können.

Wichtiger Hinweis: Sobald das Singa® Diaphragma lieferbar ist, wird dies unter www.medintim.de bekanntgegeben werden. Von vorherigen telefonischen Nachfragen bitten wir abzusehen. Es ist möglich, sich per Mail auf eine Informations-Warteliste setzen zu lassen: Interessenten melden sich dazu unter service@medintim.de.

Was ist neu am Singa® Diaphragma?

Das Singa® Diaphragma ist nach dem Erfinder des Diaphragmas Johann Wilhelm Mensinga (1836 – 1910) benannt, einem Wegbereiter der modernen Kontrazeption.

Das Singa® Diaphragma wird in der traditionellen Form rund und mit einer Membran versehen sein. Auch die lieferbaren Größen entsprechen dem klassischen Diaphragma: 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm und 90mm Durchmesser am Außenrand.

Neu am Singa® Diaphragma werden vor allem das Material und der Federring sein: Bei herkömmlichen Diaphragmen bestand der Federring aus Metall (Spiralfeder und/oder Flachbandfeder), ummantelt mit Latex oder Silikon.

KESSEL medintim GmbH

Geschäftsführer: Martin Kessel
Kelsterbacher Str. 28, 64546 Mörfelden-Walldorf / Germany
Postanschrift: Nordendstr. 82-84, 64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 – 20 37 20 Email: service@medintim.de

Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE13 5019 0000 4201 5112 46 BIC: FFVBDEFF
USt.-IdNr.: DE 812 260 688 Steuernummer 007 237 24776

Handelsregister Darmstadt B 54267

Pressemitteilung

Seite 2 von 3

Das Singa® Diaphragma wird, ebenso wie das Caya® Diaphragma, einen Federring aus Polymer (Nylon®) besitzen, der bessere Eigenschaften als Metallfedern aufweist und zudem leichter ist. Auch farblich orientiert sich das Singa® Diaphragma am Caya® Diaphragma, wie hier zu sehen:



Das Singa® Diaphragma baut auf der Technologie und Fertigungserfahrung des Caya® contoured diaphragm auf. Dieses anatomisch und ergonomisch geformte Diaphragma wurde von der Fa. *KESSEL MEDintim GmbH* bereits im April 2013 an den Markt gebracht. Über 150.000 Frauen haben sich bis heute dafür entschieden.

KESSEL medintim GmbH

Geschäftsführer: Martin Kessel
Kelsterbacher Str. 28, 64546 Mörfelden-Walldorf / Germany
Postanschrift: Nordendstr. 82-84, 64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 – 20 37 20 Email: service@medintim.de

Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE13 5019 0000 4201 5112 46 BIC: FFVBDEFF
USt.-IdNr.: DE 812 260 688 Steuernummer 007 237 24776

Handelsregister Darmstadt B 54267

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Medizinprodukten zur Kontrazeption und Sexualmedizin.
Development, manufacturing and distribution of medical devices for contraception and sexual healthcare.

www.medintim.de

Pressemitteilung

Seite 3 von 3

Warum weiterhin ein rundes, traditionelles Diaphragma notwendig ist

Das Caya® Diaphragma ist für gut 87% aller Frauen geeignet. Die übrigen 13% benötigen aus anatomischen Gründen jedoch ein anderes Diaphragma, um sicher verhüten zu können.

Das Singa® Diaphragma wird daher für folgende Frauen interessant sein:

- Frauen, die ein kleineres als das Caya® Diaphragma benötigen (60mm Durchmesser)
- Frauen, die ein größeres Diaphragma als das Caya® Diaphragma benötigen (85mm und 90mm Durchmesser). Dies sind Frauen, die vielleicht bereits mehrere vaginale Entbindungen hatten.
- Frauen, die eine festere Federspannung benötigen, als das Caya® Diaphragma bietet. Das Singa® Diaphragma verfügt über eine etwas festere Federspannung und sitzt daher fester im oberen Scheidengewölbe als das Caya Diaphragma.

Wie alle traditionellen Diaphragmen muss die Größe des Singa® Diaphragmas vor der ersten Anwendung von einer fachkundigen Person (Frauenärztin, Hebamme, Beratungsstelle für Familienplanung) angepasst werden.

Das Caya® Diaphragma wird weiterhin das weltweit meistbenutzte Diaphragma sein.

Informationen hierzu unter www.caya.eu. Das Singa® Diaphragma gibt mit seinen sieben Größen allen Frauen die Möglichkeit, ein Diaphragma als Verhütungsmittel ihrer Wahl zu benutzen.

Sie haben noch Fragen? Schreiben Sie uns: service@medintim.de

Mit besten Grüßen,

Ihre KESSEL MEDintim GmbH

KESSEL medintim GmbH

Geschäftsführer: Martin Kessel
Kelsterbacher Str. 28, 64546 Mörfelden-Walldorf / Germany
Postanschrift: Nordendstr. 82-84, 64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 – 20 37 20 Email: service@medintim.de

Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE13 5019 0000 4201 5112 46 BIC: FFVBDEFF
USt.-IdNr.: DE 812 260 688 Steuernummer 007 237 24776

Handelsregister Darmstadt B 54267